

KONTEJNEROVÉ PRACOVISTĚ CT KTN-CT

POPIS:

Kontejnerové pracoviště CT je určeno k diagnostice těžkých vnitřních zranění pro přípravu a provedení život zachraňujících operačních výkonů v polních podmínkách. Kontejnerové pracoviště CT sestává ze dvou kontejnerů: KTN-CT a KTN-OVL. Oba tyto kontejnery mají jednu boční stěnu odnímatelnou (při přepravě je zakryta vykrývacími panely).

Kontejner KTN-CT je řešen jako jednoprostorový; prostor s přístrojem CT je stíněn proti vyzařovanému rtg záření.

Kontejnerové pracoviště CT je funkční pouze v kompletní sestavě.



Vnitřní prostor s CT v provozní sestavě

KTN-CT TVOŘÍ:

- kontejner ISO 1C typ 5446;
- základní technologie (klimatizační jednotka, germicidní lampa, topné agregáty);
- účelová vnitřní zástavba pro zabezpečení diagnostiky s následující hlavní výbavou:
 - počítačový tomograf Somaton Emotion Duo;
 - vyšetřovací stůl pro CT;
 - příslušenství pro rozvinutí pracoviště;
- automatické hasicí zařízení.



Přístroj CT v přepravní poloze

ZÁKLADNÍ TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA:

- vnější rozměry (d × š × v): 6 058 × 2 438 × 2 438 mm
- přepravní hmotnost kontejneru: 6 062 kg ± 2 %
- celková maximální hmotnost kontejneru: 12 000 kg
- stohovatelnost: 1 + 0 vrstvy
- provozní podmínky:
 - teplota okolí: - 20 °C až + 55 °C
 - relativní vlhkost vzduchu: do 90 % při + 30 °C
 - prašnost vzduchu: 1 g.m³(měřeno ve výšce 0,5 m nad terénem);
- obsluha: 2 osoby



CT v přepravní poloze (odejmuta boční stěna)